

## 50 – 500 Molekül Ağırlık Standartı

### 50 – 500 bp DNA Ladder

For in vitro use only / Canlı dışında kullanım için uygundur. (Research use only)

Katalog No:	Miktarı:
BM-LDR01	500µL

#### Açıklama:

İzlenebilir elektroforez yöntemi için moleküler ağırlık standardıdır. Uygun floresan boyalar ile karıştırıldıktan sonra mor ötesi (UV) ve moleküler mavi ışık altında gözlenebilir. 50 bp ile 500 bp aralığında 8 ayrı dna fragmanından oluşmaktadır.

bp	ng /10 µL
— 500	150
— 400	120
— 300	100
— 250	60
— 200	100
— 150	60
— 100	50
— 50	40

#### Konsantrasyon:

0.1 µg/µl

#### Aralık:

50 – 500 bp

#### Bant Sayısı:

8

#### Uygulama:

İdeal görüntüleme için, her bir kuyucuk için 5-10µL uygulanması önerilir.

#### Saklama Koşulları:

Zaruri durumlarda 1 ay boyunca oda sıcaklığında saklanabilir. Nakil işlemlerinde +4 derecede gönderiminin sağlanması önerilir. Uzun süreli saklama koşulu -20 derecedir.